

**INSTRUKCJA UŻYWANIA WYROBU
MEDYCZNEGO
Remo-Wax[®],
krople do usuwania woskowiny usznej**

Wskazania do stosowania

Krople do usuwania woskowiny usznej Remo-Wax rozpuszczają korek woskowinowy.

Nie należy stosować Remo-Wax w przypadku:

- stanu zapalnego lub bólu ucha,
- wydzieliny z ucha,
- uszkodzonej, przedziurawionej lub przebitej błony bębenkowej (np. dren pozostawiony po nakłuciu błony bębenkowej),
- uczulenia (nadwrażliwości) na którykolwiek ze składników kropli Remo-Wax.

Specjalne grupy pacjentów

Jeśli pacjent ma problem z koordynacją ruchową, zaburzenia ruchowe lub drżenie rąk, należy poprosić inną osobę o podanie do przewodu słuchowego kropli do usuwania woskowiny usznej Remo-Wax i przepłukanie uszu zgodnie z instrukcją.

Dzieci

Remo-Wax może być stosowany u dzieci tylko po podjęciu takiej decyzji przez lekarza. Należy postępować zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od lekarza. W celu wykonania zabiegu płukania uszu u dzieci zaleca się wizytę u lekarza lub pielęgniarki.

Użytkownicy aparatów słuchowych

Osoby korzystające z aparatu słuchowego, powinny umieścić aparat na miejscu dopiero po zakończeniu płukania i wypłynięciu wody z ucha.

Możliwe działania niepożądane

W rzadkich przypadkach występowały reakcje alergiczne związane ze stosowaniem kropli Remo-Wax. Mogą wystąpić nieprzyjemne odczucia w przewodzie słuchowym, podrażnienie skóry i przemieszczanie zawrotów głowy. Szumy uszne mogą być objawem woskowiny usznej, a po oczyszczeniu ucha mogą, przejściowo, wystąpić szumy uszne.

Jeśli gumowa gruszka jest wsunięta głęboko do przewodu słuchowego, może dojść do uszkodzenia błony bębenkowej.

W przypadku podejrzenia, że krople do usuwania woskowiny usznej Remo-Wax spowodowały działania niepożądane, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; Al. Jerozolimskie 181c, 02-222 Warszawa; e-mail: incydenty@urpl.gov.pl, faks: +48 22 492 11 29) państwa członkowskiego. Zgłaszanie incydentów jest ważne ponieważ pozwala na ciągle analizowanie stosunku korzyści do ryzyka związanego z wyrobem.

Jak używać kropli do usuwania woskowiny usznej i gumowej gruszki

Rozpuszczanie korka woskowinowego przy użyciu kropli do uszu

- Ogrzać zawartość butelki Remo-Wax do temperatury ciała (około 37°C) przez zamknięcie butelki w dłoni na kilka minut.
- Przechylić głowę w kierunku barku lub położyć się z głową zwróconą na bok i podać do ucha od 10 do 20 kropli Remo-Wax. Pociągnąć delikatnie płatek ucha w górę i w dół kilka razy, wykonując ruch obrotowy. Można wprowadzić do ucha mały tampon z bawełny zwilżony kilkoma kroplami Remo-Wax.
- Pozostawić Remo-Wax w uchu przez 20 do 60 minut. W razie potrzeby, roztwór można pozostawić w uchu na noc.

Po użyciu kropli do usuwania woskowiny usznej Remo-Wax należy przepłukać przewód słuchowy. W celu przepłukania uszu można użyć gruszki gumowej Remo-Wax lub udać się do lekarza lub pielęgniarki. Zaleca się, aby płukanie uszu u dzieci było wykonywane przez lekarza lub pielęgniarkę.

Płukanie ucha przy użyciu gumowej gruszki

- Gruszkę należy umyć i przepłukać przed każdym użyciem.
- Nabrać do gruszki wody o temperaturze ciała.
- Wsunąć ostrożnie końcówkę gruszki do przewodu słuchowego na głębokość kilku milimetrów i płukać ucho, delikatnie i spokojnie ścisnąc gruszkę.

Nie należy wprowadzać końcówki gruszki głęboko do przewodu słuchowego!

- Powtórzyć płukanie kilka razy, aż woda wypływająca z ucha będzie zupełnie czysta.
- Po zakończonym zabiegu gruszkę należy umyć i następnie ją opróżnić. Należy pozostawić gruszkę, kierując jej końcówkę do dołu, tak aby znajdująca się w niej woda mogła wypłynąć.

Jeśli nie udało się rozpuścić korka woskowinowego, można powtórzyć podawanie kropli i płukanie uszu przez kolejne trzy dni. **Uwaga!** Przewód słuchowy należy przepłukać po każdym zabiegu.

Jeśli pacjent ma zamiar odwiedzić lekarza lub pielęgniarkę w celu wykonania płukania ucha, należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza lub pielęgniarki.

Płukanie ucha nie powinno powodować bólu. Jeśli pacjent odczuwa ból, należy przerwać płukanie ucha i skontaktować się z lekarzem.

Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu z oczami, należy je przepłukać dużą ilością wody i w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych pytań związanych ze stosowaniem kropli Remo-Wax, należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

Skład:

Alantoina (3 mg/ml), lanolina etoksylogowana, polisorbata 80, polisorbata 60, sorbitol ciekły, syrop fruktozowy, eter polioksyetyleno-stearylowy, eter polioksyetyleno-oleiowy, olej lanolinowy, mirystynian izopropylu, olej z otrębów Oryza Sativa (ryż), alkohol fenoloetylowy, alkohol cetylowy, butylowany hydroksytoluen, kwas sorbowy, chlorek benzetonowy, woda. Gruszka: polichlorek winylu (PVC)

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Krople Remo-Wax i gruszkę przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie używać po upływie daty wydrukowanej na opakowaniu.

Kropli Remo-Wax nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Niewykorzystany Remo-Wax należy oddać do apteki w celu utylizacji. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Wielkości opakowań

Remo-Wax 10 ml
Remo-Wax 10 ml z gumową gruszką

Wytwórca

RemoWax:

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finlandia

Gumowa gruszka:
Albert Hohlkörper GmbH & Co. KG
Maerkische Strasse 35
58675 Hemer
Niemcy

Dystrybutor

Orion Pharma Poland Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5A
00-446 Warszawa
tel. +48 22 833 31 77
www.orionpharma.info.pl

Data ostatniej aktualizacji niniejszej instrukcji użytkowania: 31.10.2023



Wyrób medyczny



Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania



Należy przestrzegać ostrzeżeń zawartych w instrukcji używania



Producent



Kraj producenta



Dystrybutor



Tłumaczenie



Dopuszczalna temperatura



Należy użyć do daty



Numer partii

KASUTUSJUHEND

Remo-Wax[®]

kõrvatilgad vaigukorgi eemaldamiseks

Näidustus

Remo-Wax kõrvatilgad eemaldavad vaigukorgi.

Ärge kasutage Remo-Wax'i kui

- kõrv on põletikuline või valulik
- kõrvast tuleb eritist
- kõrva kuulmekile on vigastatud, mulgustunud või see on läbi torgatud (nt kuulmekile šunteerimine)
- te olete allergiline (ülitundlik) Remo-Wax'i mis tahes koostisosa suhtes.

Patsientide erirühmad

Kui teil on koordinatsiooni- või liikumishäired või teie käed värisevad, paluge kedagi endale abiks, kes saab teile kuulmekäiku Remo-Wax kõrvatilksid manustada ning teie kõrvu loputada vastavalt neile juhistele.

Lapsed

Remo-Wax'i võib lastel kasutada vaid arsti loal. Järgige hoolikalt teile antud juhiseid. Lapse kõrvade loputamiseks külastage eelistatavalt arsti või pereõde.

Kuuldeaparaadi kasutajad

Kui te kasutate kuuldeaparaati, asetage see oma kohale tagasi alles siis, kui kõrv on loputatud ja vesi on kõrvast välja voolanud.

Võimalikud kõrvaltoimed

Mõnedel harvadel juhtudel on seoses Remo-Wax'i kasutamisega esinenud paikseid allergilisi reaktsioone. Esineda võib ebamugavustunnet kuulmekäigus, nahaärritust ja mööduvat peeringlust. Tinnitus (kohin kõrvus) võib olla vaigukorgist tingitud sümptom ja pärast kõrva puhastamist võib tekkida mööduv tinnitus. Kui lükata kõrvapump sügavale kuulmekäiku, võib see vigastada kõrva kuulmekilet.

Kui te kahtlustate, et Remo-Wax on põhjustanud teil kõrvaltoime, võtke ühendust arsti või apteekriga.

Teatage igast tõsisest ohuohutust tootjale ja pädevale asutusele (Terviseamet, mso@terviseamet.ee) selles liikmesriigis, kus kasutaja paikneb. See on vajalik järjepidevaks seadme kasu/riski tasakaalu hindamiseks.

Kuidas kasutada kõrvatilksid ja kõrvapumpa

Vaigukorgi eemaldamine kõrvatilksidega

- Soojendage Remo-Wax'i pudeli sisu käetemperatuurini (ligikaudu 37 °C), hoides pudelit mõned minutid peopesas.
- Kallutage pea küljele või heitke küllili ning tilgutage kõrva ligikaudu 10...20 tilka Remo-Wax kõrvatilksid. Tõmmake kõrvanibu mõned korrad õrnalt üles-alla pöörlevate liigutustega. Kõrva võib asetada väikse vatitupsu, mida on niisutatud mõne tilga Remo-Wax'iga.
- Laske Remo-Wax'il mõjuda 20...60 minutit. Vajadusel võite lahust kõrvas hoida üleöö.

Pärast Remo-Wax kõrvatilkside kasutamist tuleb kuulmekäiku loputada. Te võite kõrva loputamiseks kasutada Remo-Wax kõrvapumpa või külastada selleks arsti või pereõde. Laste kõrvu peaks loputama eelistatavalt arst või pereõde.

Kõrvade loputamine kõrvapumbaga

- Kõrvapumpa peab loputama iga kord enne kasutamist.
- Tõmmake käetemperatuuril olev vesi kõrvapumpa.
- Asetage kõrvapumba ots ettevaatlikult paari millimeetri jagu kuulmekäigu sisse ja loputage kõrva, pigistades kergelt ja rahulikult kõrvapumpa.

Ärge asetage kõrvapumba otsa sügavale kuulmekäiku!

- Korrake loputamist paar korda, kuni kõrvast välja voolav vesi on täiesti selge.
- Loputage kõrvapumpa ja pigistage see tühjaks pärast iga kasutus korda. Jätke see kuivama ots allapoole.

Kui vaigukork ei lahustunud ühe kasutuskorraga, võite vajadusel korrata kõrvatilkside manustamist ja kõrvade loputamist kolmel järjestikusel päeval. **NB!** Loputage kuulmekäiku pärast iga ravikorda. Kui te plaanite kõrva loputamiseks külastada arsti või pereõde, järgige palun temalt saadud juhiseid.

Kõrva loputamine ei tohi kunagi põhjustada valu. Kui te tunnete valu, katkestage kõrva loputamine ja võtke ühendust arstiga.



Vältige kokkupuudet silmadega. Loputage silmi rohke veega ning vajadusel pöörduge arsti poole.

Kui teil on mis tahes küsimusi Remo-Wax'i kasutamise kohta, võtke palun ühendust arsti, pereõde või apteekriga.

Koostis

Allantoiin (3 mg/ml), etoksüleeritud lanoliin, polüsorbaat 80, polüsorbaat 60, vedel sorbitool, fruktoosisirup, polüoksüetüleensteearüüleeter, polüoksüetüleenoleüüleeter, lanoliinõli, isopropüülümüristaat, *Oryza Sativa* riisikliiõli, 2-fenüületanool, tsetüülalkohol, butüülhüdroksütolueen, sorbiinhape, benseetooniumkloriid ja vesi. Kõrvapump: polüvinüülkloriid (PVC)

Säilitamine

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida Remo-Wax kõrvatilku ja kõrvapumpa laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Mitte kasutada pärast pakendile trükitud kuupäeva.

Mitte visata toodet kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Ülejääk tuleb viia hävitamiseks apteeki. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi suurused

Remo-Wax 10 ml koos kõrvapumbaga

Tootja

Remo-Wax:

Orion Corporation
Orionintie 1
FI 02200 Espoo
Soome

Kõrvapump:

Albert Hohlkörper GmbH & Co. KG
Maerkische Strasse 35
58675 Hemer
Saksamaa

Levitaja Eestis

Orion Pharma Eesti OÜ
Mustamäe tee 6b
Tallinn 10621
Eesti

Tel +372 6644550

www.orionpharma.ee

Kasutusjuhend on viimati läbi vaadatud

5.12.2023



Meditsiiniseade



Uurida kasutusjuhendit



Ettevaatust!



Tootja



Tootjariik



Levitaja



Tõlge



Ülemine temperatuuripiirang



Kasutada kuni kuupäevani



Partiitähis

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Ausų lašai Remo-Wax®
ausų sieros kamščiams tirpdyti

Terapinė indikacija

Remo-Wax ausų lašai skirti ausų sieros kamščiams tirpdyti.

Nenaudokite Remo-Wax, jeigu:

- yra ausies uždegimas ar skausmas;
- iš ausies skiriasi sekretas;
- ausies būgnelis yra pažeistas, perforuotas ar buvo pradurtas (pvz., timpanostominiu vamzdeliu);
- yra alergija (padidėjęs jautrumas) bet kuriai Remo-Wax sudedamajai daliai.

Ypatingos populiacijos:

Jeigu Jums yra koordinacijos ar judesių sutrikimų arba dreba rankos, paprašykite kito asmens sulašinti Remo-Wax ausų lašų Jums į ausies lašą ir praplauti ausis, kaip nurodyta šiose instrukcijose.

Vaikai

Remo-Wax vaikams gali būti naudojamas tik gydytoju nurodymu. Atidžiai laikykitės gautų nurodymų. Vaikų ausų praplovimui rekomenduojama kreiptis į gydytoją ar visuomenės sveikatos specialistą (slaugytoją).

Naudojantieji klausos aparatai

Jeigu naudojate klausos aparatai, įdėkite jį atgal į ausį tik jau pabaigę plauti ausį, kai vanduo iš ausies yra išbėgęs.

Galimas šalutinis poveikis

Kai kuriais retais atvejais dėl Remo-Wax naudojimo pasireiškė vietinių alerginių reakcijų. Gali pasireikšti nemalonūs pojūtis ausies landoje, odos sudirginimas ar laikinas galvos svaigimas. Spengimas ausyse gali būti ausų sieros kamščio sukeltas simptomas, o išvalius ausį gali pasireikšti trumpalaikis spengimas ausyse.

Giliai į ausies lašą įstumtas guminės kriaušės galiukas gali pažeisti ausies būgnelį.

Kreipkitės į gydytoją arba vaistininką, jeigu įtariate, kad Remo-Wax Jums sukėlė šalutinį poveikį.

Norėdami pranešti apie bet kokį sunkų incidentą susisieki su gamintoju ir valstybės narės, kurioje yra įsikūręs naudotojas, kompetentingai institucijai (Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie SAM, +370 52615177). Tai svarbu norint nuolat stebėti priemonės naudos ir rizikos santykį.

Kaip naudoti ausų lašus ir guminę kriaušę

Susidariusio sieros kamščio tirpdymas ausų lašais

- Sušildykite Remo-Wax buteliuko turinį iki rankų temperatūros (apie 37 °C) palaikydami buteliuką delne keletą minučių.
- Palenkite galvą prie peties arba atsigulkite pakreipę galvą į šoną ir sulašinkite į ausį apie 10-20 lašų Remo-Wax. Sukamaisiais judesiais keletą kartų švelniai patampykite ausies lezgelį aukštyn ir žemyn. Galima į ausies lašą įkišti nedidelį vatos gumulėlį, suvilgytą keletu Remo-Wax lašų.
- Leiskite Remo-Wax suveikti (tai užtruks 20–60 min.). Jei reikia, tirpalą ausyje galite palikti per naktį.

Panaudojus Remo-Wax ausų lašus, ausies lašą reikia praplauti. Praplovimui galite naudoti Remo-Wax guminę kriaušę arba dėl ausies praplovimo kreiptis į gydytoją ar visuomenės sveikatos specialistą (slaugytoją). Rekomenduojama, kad vaikams ausies praplovimą atliktų gydytojas ar visuomenės sveikatos specialistas (slaugytojas).

Ausies praplovimas su gumine kriaušę

- Guminę kriaušę reikia praplauti prieš kiekvieną naudojimą.
- Guminę kriaušę pripildykite kūno temperatūros vandeniu.
- Guminės kriaušės galiuką atsargiai įkiškite kelis milimetrus į ausies lašą ir po truputį ramiai spausdami kriaušę praplaukite ausį.

Nekiškite guminės kriaušės galiuko giliai į ausies lašą!

- Pakartokite praplovimą keletą kartų, kol iš ausies išbėgantis vanduo bus visiškai švarus.
- Praskalaukite guminę kriaušę ir išspauskite iš jos vandenį po kiekvieno panaudojimo. Palikite nulašėti pastatę antgaliu žemyn.

Jei susidaręs sieros kamštis neištirpo, esant poreikiui ausų lašų lašinimo ir ausų praplovimo procedūrą galite kartoti tris dienas iš eilės.

Svarbi pastaba! Praplaukite ausies lašą kiekvieną kartą susilašinę Remo-Wax lašų.

Jeigu Jūs ketinate dėl ausies praplovimo kreiptis į gydytoją ar visuomenės sveikatos specialistą (slaugytoją), vykdykite jį nurodymus.

Ausies praplovimas niekada neturėtų sukelti skausmo. Jei pajutote skausmą, nutraukite ausies praplovimą ir kreipkitės į gydytoją.

- Vengti patekimo į akis. Praskalaukite akis dideliu kiekiu vandens ir, jei reikia, kreipkitės į gydytoją.

Jeigu turite kokių nors klausimų dėl Remo-Wax naudojimo, kreipkitės į gydytoją, visuomenės sveikatos specialistą (slaugytoją) arba vaistininką.

Sudėtis

Alantoinas (3 mg/ml), etoksilintas lanolinas, polisorbatas 80, polisorbatas 60, skystasis sorbitolis, fruktozės sirupas, polioksietileno stearilo eteris, polioksietileno oleilo eteris, lanolino aliejus, izopropilo miristatas, sėjamųjų ryžių (lot. *Oryza sativa*) sėlenų aliejus, fenetanolis, cetilo alkoholis, butilhidroksitoluenas, sorbo rūgštis, benzetonio chloridas ir vanduo. Guminės kriaušės: polivinilo chloridas (PVC).

Laikymas

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Remo-Wax lašus ir guminę kriaušę laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje. Pasibaigus ant pakuotės nurodytam tinkamumo laikui, priemonės naudoti negalima. Priemonės negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Priemonės likutį reikia nunešti į vaistinę sunaikinti. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

Pakuotės dydis

Remo-Wax 10 ml ir guminė kriaušė

Gamintojas

Remo-Wax:

Orion Corporation

Orionintie 1

FI 02200 Espoo

Somija

Guminė kriaušė:

Albert Hohlkörper GmbH & Co. KG

Maerkische Strasse 35

58675 Hemer

Vokietija

Platintojas Lietuvoje

UAB „ORION PHARMA“

Ukmergės g. 126

LT-08100 Vilnius

Lietuva

Tel. +370 5 2769 499

www.orionpharma.lt

Šios naudojimo instrukcijos paskutinį kartą peržiūrėtos

2023-12-05



Medicinos priemonė



Žiūrėti naudojimo instrukcijas



Dėmesio



Gamintojas



Pagamavimo šalis



Platintojas



Vertimas



Viršutinė temperatūros riba



Naudoti iki



Partijos numeris

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Remo-Wax ausu pilieni ausu sėra sablivėjumu
šūdināšanai

Terapeitiskās indikācijas

Remo-Wax ausu pilieni šūdinā sēra sablivējumus.

Nelietojiet Remo-Wax, ja:

- ausī ir iekaisums vai jēlums;
- no auss ir izdalījumi;
- bungādiņa ir traumēta, caurdurta vai ir bijusi caurdurta (piemēram, ar ausu caurulīti);
- Jums ir alergija (pastiprināts jutīgums) pret kādu no Remo-Wax sastāvdaļām.

Īpašas grupas

Gadījumā, ja Jums ir koordinācijas traucējumi, kustību traucējumi vai roku trīce, Remo-Wax ausu pilienu ievade ausis kanālā un ausu skalošana pēc šiem norādījumiem jāuztiek kādam citam.

Bērni

Bērniem Remo-Wax var tikt izmantots tikai ar ārsta atļauju. Uzmanīgi sekojiet instrukcijas norādēm. Ja auss skalojama bērnam, labāk būtu apmeklēt ārstu vai medmāsu.

Dzirdes aparātu lietotāji

Gadījumā, ja Jūs lietojat dzirdes aparātu, to drīkst atlikt vietā tikai pēc tam, kad auss ir izskalota un ūdens ir pilnībā iztecējis ārā no auss.

Iespējamās nevēlamās blakusparādības

Retos gadījumos pēc Remo-Wax lietošanas var attīstīties vietēja rakstura alergiska reakcija. Iespējama neomulīga jušana auss kanālā, ādas kairinājums un pārejošs reibonis. Troksnis ausīs var būt sēra sablivējuma pazīme, bet pārejošs troksnis ausīs var rasties pēc auss tīrīšanas.

Ja balonšļirci pārāk dziļi ievirza auss kanālā, var bojāt bungādiņu.

Ja ir aizdomas, ka Remo-Wax lietošanas dēļ attīstījies nevēlama blakusparādība, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Lai ziņotu par jebkuru nopietnu negadījumu, sazinieties ar ražotāju un tās dalībvalsts kompetento iestādi (Zāļu valsts aģentūra, +371 67078424), kurā lietotājs ir reģistrēts. Tas ir svarīgi pastāvīgai produkta ieguvumu/riska attiecības uzraudzīšanai.

Kā lietot ausu pilienu un balonšļirci

Ausu sēra sablivējumu šūdināšana ar ausu pilienu

- Pudelītes saturu sasilda, dažas minūtes Remo-Wax pudelīti paturot plauktā, līdz tā uzsilst līdz roku temperatūrai (apmēram 37 °C).
- Galvu noliec uz pleca pusi vai atguļas un galvu pagriež sānis, pēc tam ausi iepilina apmēram 10-20 pilienu Remo-Wax. Satver auss līpiņu un maigi, rotējošām kustībām dažas reizes virza to augšup un lejup. Ausi var ielikt vates pirkūti, kas ir samitrināts ar pāris Remo-Wax pilienu.
- Ļaujiet Remo-Wax darboties 20 līdz 60 minūtes. Vajadzības gadījumā šūdināšanu ausī var atstāt uz visu nakti.

Pēc Remo-Wax ausu pilienu lietošanas auss kanāls ir jāizskalo. Skalošanai var izmantot Remo-Wax balonšļirci vai uz auss skalošanu doties pie ārsta vai medmāsas. Bērns auss skalošanu labāk uzticēt ārstam vai medmāsai.

Ausu skalošana ar balonšļirci

- Pirms katras lietošanas reizes balonšļircē ir jāizskalo.
- Balonšļircē ievielk ūdeni, kura temperatūra atbilst rokas temperatūrai.
- Pāris milimetrus balonšļirces gala uzmanīgi ieliek ausī un, lēni un viegli spaspiežot balonšļirci, skalo ausi.

Balonšļirces galu nedrīkst likt dziļi auss kanālā!

- Skalošanu dažas reizes atkārti, līdz no auss iztek pavisam tīrs ūdens.
- Pēc katras lietošanas izskalojiet balonšļirci un izspiediet to tukšu. Atstājiet to izpilam ar atvērto galu uz leju.

Ja ausu sēra sablivējums neizšķīst, ausu pilienu ievadi un auss skalošanu var atkārtot trīs dienas pēc kārtas.

Uzmanību! Auss kanālu izskalo ar ūdeni pēc katras pilienu lietošanas reizes.

Ja uz auss skalošanu dodas pie ārsta vai medmāsas, jāievēro viņu norādījumi.

Ausu skalošanai nekad nebūtu jāzraisa sāpes. Ja tomēr jūtat sāpes, auss skalošana jāpārtrauc un jāsaazinās ar ārstu.



Izvairoties no saskares ar acīm. Skalojiet acis ar lielu daudzumu ūdens un, ja nepieciešams, meklējiet medicīnisko palīdzību.

Gadījumā, ja rodas jautājumi par Remo-Wax lietošanu, konsultējieties ar ārstu, medmāsu vai farmaceitu.

Sastāvs

Alantoinis (3 mg/ml), etoksilēts lanolīns, polisorbāts 80, polisorbāts 60, šķidrās sorbitols, fruktozes sirups, polioksietilēna stearylēteris, polioksietilēna oleilēteris, lanolīna eļļa, izopropilmiristāts, rīsu (*Oryza sativa*) kliju eļļa, fenetanolis, cetilspirīts, butilhidroksitoluols, sorbīnskābe, benzetonijs hlorīds un ūdens. Balonšļircē: polivinilhlorīds (PVC).

Uzglabāšana

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Uzglabāt Remo-Wax pilienu un balonšļirci bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma.

Neizmetiet produktu kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Atlikums jānogādā aptiekā iznīcināšanai. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtni vidi.

Iepakojuma izmērs

Remo-Wax 10 ml ar balonšļirci.

Ražotājs

Remo-Wax:

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Somija

Balonšļircē:

Albert Hohlkörper GmbH & Co. KG

Maerkische Strasse 35

58675 Hemer

Vācija

Izplatītājs

UAB „ORION PHARMA“

Ukmergės g. 126

LT-08100 Vilnius

Lietuva

Tel. +370 5 2769 499

www.orionpharma.lt

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

5.12.2023



Medicīniskā ierīce



Skatīt lietošanas instrukciju



Uzmanību



Ražotājs



Ražošanas valsts



Izplatītājs



Tulkojums



Temperatūras augšējā robeža



Izlietot līdz



Partijas kods



Jaakkoo-Taara Oy

Ruissalontie 4
FI-20200 Turku, Finland
Tel. +358 20 791 7600
E-mail: repro.jt@jt.fi
www.jt.fi

Colours are referential. NOTE! We will charge changes that are against manuscript.

Please add changes as clearly as possible. JT is not responsible of mistakes in approved proof.

JT Job No.: 424080
Item No.: 150049-6
Drawn Up: Taija Oksanen
Date: 2024-01-11/13:58:07
Client: ORION OYJ
Pharmacode: 211
Dimensions (mm): 150 x 640
Folded (W x L mm): 150 x 40
Drawing:
Material: -

Font size: 6.11...9 pt

Colors: Black
PANTONE 485 C
Diecut

Fonts: MyriadPro-Bold
MyriadPro-BoldIt
MyriadPro-It
MyriadPro-Regular

Approved for printing / Date